

2025 年第 1 次苏州市**传染病标志物**室间质评活动安排

一、检测项目与时间表：

2025 年第 1 次苏州市传染病标志物室间质评质控物共 5 个批号，要求检测**乙肝标志物**（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb 5 项）、**丙肝抗体**（抗-HCV）、抗-HIV、抗-TP（特），抗-TP（非）等 9 项。活动时间安排如下：

室间质评	质控物批号	测定时间	上报时间
第 1 次	252101~252105 省参评单位不另发质控物按省批号回报	4 月 18 日-4 月 25 日	4 月 30 日

二、质控物保存、处理和回报：

1、收到质控物后请仔细检查其包装和内容物的完整性以及标本的数量和编号，质控物-15℃以下保存，即测可存 4℃冰箱，避免反复冻融，质控品使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒 5 次以上混匀后使用，开盖前短暂离心。如有絮状或沉淀属正常现象，可先将质控品混匀后，3000rpm 离心 5min 取上清检测。

2、对于常规的项目，按一般待检样本对待；对于要求稀释的项目，按稀释后的样本对待，无需再进行稀释。

3、室间质评样品已经灭活处理，但仍应按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

4、本次同时发下的第 2 次质控物（批号 252106~252110，即清单上的 252201~252205），请按要求妥善保存，按第 2 次室间质评通知安排检测上报。

三、回报要求：

1、结果上报请登陆网址 <http://www.yyeqa.com/>，用户登陆账号为“SZ 原单位编号”，见清单上实验室编号；用 ELISA 或发光法等定量方法需填报检测值；实验室未开展或外送项目选“未开展”；**上报数据的原始截屏或照片请在回报表右上方“附件上传”内上传。**

2、不参加省室间质评的单位需在 <http://www.yyeqa.com/> 平台上报室内质控数据。

四、评价方法：PT

