

2025 年苏州市 临床微生物 室间质评活动说明

一、2025 年苏州市临床微生物室间质评活动时间安排：

室间质评批次	质控物批号	测定日期	回报截止日期
第 1 次	202501~202505	4 月 18 日~4 月 25 日	4 月 30 日
第 2 次	202506~202510	10 月 15 日~10 月 24 日	10 月 28 日

二、质控样品的处理：

质控品为冻干菌种，用 0.2ml 新鲜牛肉汤溶解，5 分钟后混匀，用无菌吸管取 2-3 滴接种于培养皿内分区划线接种培养。质控样品应当作为传染性物质，小心处理，高压灭菌后才能丢弃。

三、质评填报网址：

结果上报请登陆 <http://www.yyeqa.com:8086/>，需填写微生物菌种鉴定与药敏试验回报表。

四、评价方法：

质控菌株购自上海临检中心微生物室。每次菌株告知标本来源，报告致病菌，并报告指定菌株的药敏试验结果。评价标准为：菌种鉴定到种每株 20 分，鉴定到属得 10 分。药敏根据所选菌种另定抗生素分值。

注：微生物室间质评菌株说明（2025 年两次质评菌株同时发放，请妥善保管并根据活动时间安排检测）

一、菌种鉴定：

第 1 次（4 月检测）：

预约质控会议 PPT 交流单位

质控批号：202501	血培养标本 ★报告药敏结果	苏州高新区人民医院
质控批号：202502	粪培养标本	苏州明基医院
质控批号：202503	肺泡灌洗液 ★报告药敏结果	苏州大学附属第一医院
质控批号：202504	血培养标本	苏州科技城医院
质控批号：202505	阴道分泌物	昆山市第一人民医院

第 2 次（10 月检测）：

质控批号：202506	血培养标本	张家港市第一人民医院
质控批号：202507	粪培养标本	苏州市吴江区儿童医院
质控批号：202508	肺泡灌洗液 ★报告药敏结果	苏州市立医院
质控批号：202509	肺泡灌洗液 ★报告药敏结果	常熟市医学检验所
质控批号：202510	阴道分泌物	苏州九龙医院

二、药敏试验：

以上标注★需报告药敏试验结果的质控批号，请根据菌株鉴定结果，自行选择合适的抗生素并报告药敏结果：抑菌圈直径(mm)或 MIC(ug/ml)、检测结果（必填）、临床报告结果（必填）。

苏州市临检中心 2025.10